

Meniena SP_で

メニィーナ・エス・ピー

術後対策を

対 策

紫外線や可視光線を
カットしましょう

Point

紫外線に反応して色づく
『調光レンズ』により
快適な生活

対 策

チリやホコリの侵入を防ぎ、
術後の目を保護しましょう

Point

取り外し可能なフードで、
チリ・ホコリなどから目を保護

Q&A

よくあるご質問

Q 一般的な保護メガネとの違いは何ですか？

A HOYA製高機能調光レンズにより眩しさが
軽減できるメガネで、視認性（見えやすさ）
も良くなります。

Q 明るい場所や屋内・車内では、どのように
レンズの色が変化するのですか？

A 明るさではなく、その時々紫外線量に
応じて変化します。そのため、紫外線が少ない
屋内や車内ではほぼ変化しないか、弱めに
変化します。※気温により多少異なります。

Q レンズの色が変わるのにどのくらいの時間
がかかりますか？

A 透明な状態から色がつくのに1～2分程度。
反対に色がついた状態から透明に戻るのは
10分程かかります。※気温により多少異なります。

Q どの程度、紫外線や可視光線をカットする
のですか？

A 紫外線は99%以上カットします。
可視光線は、気温約20度・晴れの場合は
約80%カットします。なお紫外線の量に
応じて、色合いが変化します

白内障手術を 受けられる方へ

術後の目を保護

白内障手術後用
調光機能付き保護メガネ

Meniena SP_で

メニィーナ・エス・ピー



白内障手術後の症状・注意点とは

症 状



- 眩しく感じる
- 術後炎症で目の表面が
デリケート

注 意



- 切開部が無縫合
- 目にバイ菌が
入りやすい

デリケート。
より安全で快適な術後生活を。



ハート光学株式会社

〒910-2148 福井県福井市篠尾町82-31
TEL:0776-41-4002
受付時間9:00～17:00（土・日・祝日除く）

白内障手術後の目はとても
メニィーナ・エス・ピーで、


Meniena SP Fit

[メニィーナ・エス・ピー・フィット]

Point
1

HOYA製 高機能調光レンズ

紫外線に反応してレンズが色づく調光レンズだから、掛けたまま快適に過ごせます。



紫外線カット率
99%以上

可視光線カット率
約80%

気温約20度・晴れの場合

Point
3

大きなフードで 手術後も安心

大きなフードにより、チリ・ホコリなどから目を守る事は勿論、隙間から入る紫外線もカットできる設計にしています。



※主治医の指示に従ってください。

Point
2

包み込むような 柔らかい掛け心地

フィット感を高めるために、ロングテンブルを採用。柔らかく軽量の素材を使い、包みこむようなやさしい掛け心地にしています。



Point
4

フードを外せば オシャレに長く使える

フードをつけたままでもほとんどシルエットが変わりませんが、外せば一層オシャレな調光サングラスとして完治後も長くお使い頂けます。

取り外し方はこちらから



メンズ



レディース

※フードの取付け・取外しを繰り返すと、パーツ破損の原因になる事がありますのでご注意ください。

スマートに目を保護したい

メニィーナ・エス・ピー・フィット

Meniena SP Fit

フード
あり

専用ケース
メガネ拭き付き

フード
なし

メンズ

W137×D165×H38mm

レディース

W130×D165×H35mm



MNS05-1

フレームカラー：ネイビー
レンズカラー：グレー（調光）

MNS06-1

フレームカラー：パープル
レンズカラー：グレー（調光）



MNS05-2

フレームカラー：ブラウン
レンズカラー：ブラウン（調光）



MNS06-2

フレームカラー：レッド
レンズカラー：グレー（調光）

大きなフードでしっかり保護したい

メニィーナ・エス・ピー・デュオ

Meniena SP Duo

フード
あり

専用ケース付き

フード
なし

メンズ

W145×D156×H36mm

レディース

W140×D150×H35mm



MNS04-L1

フレームカラー：ブラック
レンズカラー：グレー（調光）

MNS04-S1

フレームカラー：パープル
レンズカラー：グレー（調光）



MNS04-L2

フレームカラー：ブルー
レンズカラー：グレー（調光）



MNS04-S2

フレームカラー：バーガンディ
レンズカラー：グレー（調光）



MNS04-L3

フレームカラー：ブラウン
レンズカラー：ブラウン（調光）



MNS04-S3

フレームカラー：ブラウン
レンズカラー：ブラウン（調光）